



Best.-Nr.: 177 500  
EAN: 4013207177501

**Produkt-Bezeichnung:**

EKASTU-Augendusche Aqua Push

Die EKASTU-Augendusche Aqua Push wird gemäß Werksvorgaben hergestellt, entspricht der Produktnorm DIN EN 15154-2 und der in Deutschland geltenden Richtlinie BGI/GUV-I 850-0 "Sicheres Arbeiten in Laboratorien - Grundlagen und Handlungshilfen" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Augenduschen mit Wasseranschluss sind vorgeschriebene Erste-Hilfe-Einrichtungen für Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird. Die Augendusche dient zum gezielten Ausspülen der Augen und zum Abspülen des Gesichtes



## BESCHREIBUNG

- Die EKASTU-Augendusche Aqua Push ist ideal geeignet für ein schnelles und effektives Spülen, im Rahmen der Erste-Hilfe Versorgung, nach einem Augenunfall
- Speziell, ergonomisch geformter Brausekopf, gefertigt aus hochwertigem Medizinmaterial, der das zu spülende Auge sanft umschließt und den Lidschlussreflex vermeidet
- Aqua Push liefert einen breitstrahlenden und gleichmäßigen Wasserstrahl (ca. 7,2 l/min)
- Einfach zu bedienender Handgriff aus robustem Kunststoff, mit einem Arretierclip, für ein noch komfortableres Ausspülen des verunreinigten Auges
- Staubschutzdeckel schützt die Augendusche vor Verunreinigung
- Kinderleichte Inbetriebnahme durch simples anschließen an die lokale Kalt-/Trinkwasserleitung
- Inklusive leicht zu reinigendem, flexiblem Brauseschlauch mit Knickschutz und genormtem ½ Zoll (ISO 228) Anschluss
- Ideal für die Wandmontage geeignet, Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Hervorragend geeignet für verschiedenste Bereiche, wie Industrie, Labore, Universitäten und Schulen
- Selbstklebendes Hinweisschild für die normgerechte Kennzeichnung der Augendusche

## HAUPTEIGENSCHAFTEN



## MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- |                      |  |
|----------------------|--|
| • Handgriff:         | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)    |
| • Brausekopf:        | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)    |
| • Staubschutzdeckel: | Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) |
| • Wandhalterung:     | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)      |
| • Brauseschlauch:    | Polyvinylchlorid (PVC)                 |

## GEWICHT

- ca.: 400 g

## KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (EKASTU Safety)

## BEREITHALTUNG

- Die EKASTU-Augendusche Aqua Push und Ersatzteile vor schädigenden Einwirkungen wie Staub und korrodierend wirkenden, angreifenden Stoffen, trocken geschützt lagern

## < 5B8 < 56I B;

- Die Augendusche sollte an einen kalten Trinkwassranschluss angeschlossen werden
- Die Lage der Augendusche muss allen Mitarbeitern bekannt sein
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

## VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die EKASTU-Augendusche Aqua Push ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

TD 177 500\_01-07.25