

EKASTU | Safety

WIR PRODUZIEREN SICHERHEIT!

Technisches Datenblatt

ASF mit Trichter, 600 ml FD



Best.-Nr.: 177 959
EAN: 4013207177952

Produkt-Bezeichnung:

EKASTU-Augenspülflasche mit Trichter, 600 ml FD

Die EKASTU Augenspülflaschen werden gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellen ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Verordnung (EU) 2017/745, dar.



BESCHREIBUNG

Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten. Augenduschen ohne Wasseranschluss (Augenspülflaschen) sind konstruiert und vorgesehen, um in unmittelbarer Nähe von Personen in potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen gehalten zu werden. Die Hauptaufgabe dieser Geräte ist die Erste-Hilfe-Versorgung

HAUPTEIGENSCHAFTEN



PIKTOGRAMM-DEFINITION

• Nicht zur Wiederverwendung		• Temperaturbereich der Lagerbedingungen	
• Informationsbroschüre beachten		• Verwendbar bis	
• Ersetzt das Wort „Artikelnummer“		• Inhalt bei beschädigter Verpackung (Flasche) nicht verwenden	
• Medizinprodukt		• CE-Kennzeichnung	
• Chargenbezeichnung		• Hersteller	
• Pharmazentralnummer		• Piktogramm für Augenspüleinrichtung	
• Einmalige Produktkennung			
• Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen			

MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- Flasche: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
- Trichter: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
- Trichterdeckel: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
- Anschlussstück: Polystyrol (PS)
- Kippventil: Polyamid (PA)
- Steigrohr: Polyvinylchlorid Weich (PVC-Weich)
- Wasserablaufschauch: Polyvinylchlorid Weich (PVC-Weich)

GEWICHT

- ca.: 700 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Hersteller/-adresse
- CH-REP
- Produkt-Bezeichnung/Artikelnummer
- gültige Norm
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- LOT-Nr.
- PZN-Nr.
- Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY)
- CE-Kennzeichnung
- Lagerbedingungen
- Medizinprodukt
- UDI-Kennzeichnung

HANDHABUNG

- Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen
- Die jeweilige Lagerzeitbegrenzung für fabrikneue verschlossene Augenspülflaschen, unter der Voraussetzung sachgemäßer Lagerung, ist auf den Augenspülflaschen angegeben
- Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen
- Bereits geöffnete und beschädigte Augenspülflaschen dürfen nicht verwendet werden

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Augenspülflasche ist nach DIN EN 15154-4 hergestellt

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 Erste Hilfe im Betrieb

TD 177 959_01-05.25